



# EXAPad

## EXAPad<sup>mini</sup>



L'EXCELLENCE  
AU BOUT DES DOIGTS



ECHOTOUCH



ECHOVOICE



ECHOPAD



Votre solution complète d'imagerie animale

# EXAPad

## UN ECRAN TACTILE HAUTE RESOLUTION




Une robustesse jamais égalée pour une telle qualité d'image, une autonomie de plus de 2 heures, une légèreté et une maniabilité exceptionnelle font de la gamme EXAPad des échographes portables haut de gamme, capables de répondre aux demandes des vétérinaires d'aujourd'hui et de demain.

Des fiches patients, des rapports, des annotations et des mesures spécifiques, font des EXAPad des échographes adaptés à l'utilisation vétérinaire.

## UNE NOUVELLE MANIERE DE PILOTER L'ECHOGRAPHIE

Sans équivoque, la nouvelle gamme Exapad sait se rendre accessible à tous. L'interface, épurée et réfléchi, offre à chaque praticien une utilisation facilitée et totalement intuitive de l'échographie.

Les nouvelles applications, Echo Touch et Echo Voice, optimisent l'ergonomie et facilitent la prise en main de l'échographe.



### ECHOTOUCH

Grâce au nouveau système d'interface Echo Touch, seules les fonctions nécessaires sont présentes à l'écran, rendant le travail des utilisateurs plus rapide et efficace. Les modes de réglages plus détaillés restent également simples d'accès.



### ECHOVOICE

Le logiciel embarqué Echo Voice vous permet de commander par la voix les principales fonctions de l'échographe, vous permettant ainsi un travail en toute autonomie, même lorsque vous êtes loin de l'appareil.



### ECHOPAD

Grâce à l'application Echo Pad installée sur votre Ipad, vous disposez entre vos mains d'un second poste de commande de l'EXAPAD.

Vos propres réglages, enregistrés dans votre Ipad, pourront être utilisés dans l'EXAPAD.

Avec la nouvelle fonctionnalité **Remote Access**, le contrôle de l'échographe à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone est désormais possible (installation, formation, diagnostic via un référent, SAV...).





## EXAPad

Ecran 15"

2 connecteurs de sondes

4 ports USB (2 x 2.0 / 2 x 3.0)

Autonomie : 2 heures

Poids : 5.9 kg

Dimensions : 39 x 30 x 7 (cm)

## EXAPad<sup>mini</sup>

Ecran 12"

1 connecteur de sonde

2 ports USB (3.0)

Autonomie : 3 heures

Poids : 4 kg

Dimensions : 32 x 25 x 5,8 (cm)

### Modes d'imagerie :

B, B+B, B+M, M / CFM : Doppler couleur / PW : Doppler Pulsé / CW : Doppler continu / ECG

### Fonctions spécifiques :

Interface utilisateur simple et intuitive / Pilotage à distance / Commande vocale / Logiciel de visualisation de l'aiguille / Mode d'affichage Paysage ou Portrait.

### Stockage et connectivité :

Sauvegarde d'images et clips / RJ45 / HDMI / Jack Audio / DICOM / Wifi, Bluetooth / Kensington security.

### Caractéristiques techniques :

Tactile, technologie capacitive / Batterie interchangeable / Démarrage rapide <30 secondes / Valise de transport antichoc / Coque de protection.

### DESINFECTION



\*IMV imaging améliore constamment les caractéristiques techniques et les performances de ses appareils. Les photos et spécifications figurant dans ce catalogue ne sont qu'indicatives. Référez-vous au document d'offre commerciale pour les spécifications exactes.



### PORTABLE



## NOMBREUSES SONDES COMPATIBLES POUR DE MULTIPLES UTILISATIONS

L'EXAPad a été conçu et développé pour fonctionner avec différentes sondes interchangeables et répondre ainsi à tous les besoins des vétérinaires : reproduction, locomotion, abdominal ou cardiaque, nous avons la sonde qui vous convient.

### SONDES COMPATIBLES AVEC L'EXAPAD ET L'EXAPAD MINI

LR 760

C360

L738

C614

L3130 & L3180

OPU



### SONDES COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC L'EXAPAD

LC1038

CC550

LC1428

CC717



## Contactez nous

 [www.imv-imaging.fr](http://www.imv-imaging.fr)  [france@imv-imaging.com](mailto:france@imv-imaging.com)  +33 (0)5 45 92 03 57

 [facebook.com/IMVimagingFrance](https://facebook.com/IMVimagingFrance)  [twitter/IMVimaging](https://twitter.com/IMVimaging)